



PlusBrindes



Catálogo Prevenção
COVID-19



PlusBrindes



Preserve a **saúde** do seu
funcionário, cliente e colaboradores,
ajudando a diminuir a disseminação
do vírus .com itens de **proteção**.

fortalecer

fidelizar

agradar

marcar

conquistar

inovar

TERMÔMETRO

Touch free



- *Touch Free - Sem contato
- *Distância de medição: 3-5 cm
- *Infravermelho - medição instantânea
- *visor LCD
- *3 em 1 medição de temperatura: corpórea, ambientes e superfície
- *Faixa de medição de temperatura corporal 34,0°C a 43,0°C
- *Precisão: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (dentro da faixa de medição)
- *Alimentação: D3V (2 Pilha AAA)
- *Tamanho do produto: 139/38/39mm
- *Peso líquido do produto: 50,5g



CHAVEIRO

Toque Seguro



Chaveiro em metal que diminui o contato das mãos com superfícies que possam estar contaminadas. Abre portas e aperta botão. **Fornecido em embalagem individual selada**

TERMÔMETRO

Digital 226



Termômetro branco digital, com display. Parte traseira relevo quadrado para aplicar **logo**. Acompanha bateria(LR41) Fornecido em embalagem acrílica.

TOTEM

dispenser ECO

ESTRUTURA PERSONALIZADA
FUNCIONÁRIOS PROTEGIDOS
SUA MARCA EM DESTAQUE



Base MDF 6mm

- 30 cm de largura
- 30 cm de profundidade
- 23 cm de altura

Torre em MDF de 15 mm

- 15 cm de largura
- 15 cm de profundidade
- 89 cm de altura

Altura total do totem 102 cm.

Sistema de pressão com pedal em MDF no sistema excêntrico.

Reservatório com **capacidade para 1L** de álcool em gel (Já acompanha).
Porta de acesso pra recarga com fechadura.

Personalização de acordo com a preferência do cliente.



TOTEM DISPENSER PLUS

Com estrutura 100% personalizável, estampamos sua marca no equipamento e fazemos da sua empresa a grande protagonista.



Basta acionar o **PEDAL** do TOTEM que o álcool é aplicado diretamente nas mãos

- ✓ Peso **3Kg**
- ✓ Reservatório de **1 litro**
ou 3 litros
- ✓ Estrutura **100% Personalizável**
- ✓ Acionamento através de **pedal**
FEITO EM AÇO, GARANTINDO A DURABILIDADE DO PRODUTO
- ✓ **90 dias** de garantia
- ✓ Regulador de **dosagem**



Ferramenta ideal para auxiliar na **segurança** e **proteção** de seus clientes, colaboradores e parceiros!

DE
VOLTA
A
EMPRESA



TAPETE sanitizante

Como Usar

Prepare a solução sanitizante:
500ml de água +
1 colher de sopa de
água sanitária



Coloque o tapete sanitizante na área externa do ambiente e aplique a solução por toda a superfície até ficar totalmente úmido.

1 - Passe primeiramente a sola do calçado na parte **HIGIENIZAR**

2 - Logo após passe pela outra parte **SECAR** para retirar o excesso da solução!




TAPETE SANITIZANTE



TAPETE SANITIZANTE 038

Tapete Desinfetante Sanitizante Higienizador Antivírus. produzido em vinil (PVC), não mancha, possui borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, é antiderrapante e antichama. Medidas: 0,38 x 0,58cm



TAPETE SANITIZANTE DUO

O capacho sem nenhuma aplicação já reduziria 85% da contaminação, mas com o cloro aplicado aumenta a porcentagem da proteção. Medidas: 0,70 X 1,00 M

SUPORTE

Álcool em Gel



Capinha para **Álcool em gel**
emborrachada com mosquetão.

ÁLCOOL EM GEL

O Modelo ideal para sua MARCA



ÁLCOOL GEL F60

Álcool em gel 70° com glicerina. Perfeito para levar na bolsa ou nécessaire, ele é o cuidado necessário em qualquer lugar. Fornecido em embalagem plástica com tampa fliptop. 60g

ÁLCOOL GEL 60ML

Álcool em gel 70° 60ml. Perfeito para levar na bolsa ou nécessaire, Fornecido em embalagem plástica com tampa fliptop.



ÁLCOOL EM GEL



ÁLCOOL GEL F100

Álcool em gel 70° com glicerina. Perfeito para levar na bolsa ou necessário, Cuidado necessário em qualquer lugar. Fornecido em embalagem plástica com tampa fliptop. 100g



ÁLCOOL GEL F500

Álcool em gel 70° 500g. Fornecido em embalagem plástica com tampa fliptop.



Pode ser fornecido também com Válvula **PUMP**



ÁLCOOL SPRAY F100

Álcool líquido 70°. Perfeito para levar na bolsa ou necessário. Cuidado necessário em qualquer lugar. Fornecido em embalagem plástica spray 100ml



ÁLCOOL GEL F5

Álcool em gel 70° possui em sua formulação Glicerina, que é um agente poderoso na hidratação e maciez das mãos 5 LITROS



Pode ser fornecido também com Válvula **PUMP**



MÁSCARAS DE PROTEÇÃO

Muito Conforto e Qualidade



Embaladas Individualmente
Higienizadas a 60°

Máscara
Reutilizável

MÁSCARA CONFORT

Máscara em tecido com **dupla camada**.
Interior 100% algodão e Dry na parte externa.
Com elástico confortável.
Embaladas e higienizadas individualmente.

MÁSCARA CONFORT TRIPLA CAMADA

Máscara em tecido com **tripla camada**.
Interior 2 camadas 100% algodão
e Dry na parte externa.
Com elástico confortável.
Embaladas e higienizadas individualmente.



MÁSCARAS DE PROTEÇÃO



MÁSCARA DUPLO DRY

Máscara anatômica camada dupla em tecido dry interno e externo .

Elástico confortável.

Higienizada a 60º e embaladas individualmente.

MÁSCARA SPORT

Máscara reutilizável **camada única**, em dry.

Alça confortável.

Higienizada a 60º e embaladas individualmente.



MÁSCARA FACE SHIELD

Máscara de proteção facial **reutilizável**

em pet transparente.

Fácil higienização

MÁSCARA TNT TRIPLO M40

Máscara em TNT.

Modelo Anatômico com tripla camada de TNT entre 35 ou 40 gramas.


Com elástico confortável, embaladas e higienizadas individualmente.

COM CLIPE NASAL

Fornecido também
com
DUPLA CAMADA



MÁSCARAS DE PROTEÇÃO




MÁSCARA MICROFIBRA 772

Máscara anatômica reutilizável, produzida em duas camadas de microfibra sintética e uma camada filtrante, acompanha elástico látex ajustável de 95 cm de comprimento. Máscara enquadrada na **Classe I**, isenta de CBPF conforme disposto na RDC Art. 24, produto em conformidade com **INMETRO 102**.

MÁSCARA TNT SMMMS COM CLIPE NASAL

Máscara descartável TNT SMMMS, tecido em conformidade com resolução da **Anvisa**.

A máscara possui clipe nasal e é resistente a água, contendo 96% de filtro. OBS.: EMBALAGEM COM 50



BFE (Eficiência a filtração de bactérias >95,9%)



REGRAS DE UTILIZAÇÃO



► Garantir que a máscara cubra a boca e nariz e ajustar com cuidado, minimizando qualquer espaço entre a face a máscara



► Evitar tocar na máscara enquanto está a ser usada



► Retirar a máscara por trás, usando os elásticos para o efeito



► Substituir a máscara por uma nova, assim que comece a ficar húmida



► Não reutilizar a máscara
► Deitá-la no lixo, mal seja retirada



► Depois de retirar a máscara, lavar bem as mãos com água e sabão

IMPORTANTE

- A reutilização das máscaras pode levar a auto-contaminação, por usar uma máscara potencialmente contaminada
- A utilização das máscaras não dispensa a lavagem frequente e correta das mãos como medida de prevenção e proteção

KITS DE PREVENÇÃO



NECESSAIRE MÁSCARAS

Necessaire em PVC, com divisória para **MÁSCARA SUJA E LIMPA**.
Medidas 20 X 15
Fechamento em ziplock.


KIT PREVENÇÃO BRONZE

Kit de Prevenção contendo:
1 necessaire plástica personalizada,
1 máscara camada dupla
(100% algodão internamente e tecido dry externo)
embalada e higienizada individualmente,
1 álcool em gel 70% de 60ml personalizado.



KIT PREVENÇÃO GOLD

Kit de Prevenção contendo:
1 necessaire plástica personalizada,
1 máscara camada dupla personalizada
(100% algodão internamente e tecido dry externo)
embalada e higienizada individualmente,
1 álcool em gel 70% de 60ml e
1 álcool spray 70% de 100ml personalizado.



**Preserve a saúde do
seu funcionário,
cliente ou colaborador
ajudando a diminuir a
disseminação do vírus.**



fortalecer

fidelizar

agradar

marcar

conquistar

inovar

plusbrindes.com.br

 **Plus Brindes Promocionais**

 **@plus_brindes**



11 2894-4600
21 3598-3888